

Lifotronic

— Caring for Better Life —

(SSE: 688389)



DENGUE-

Solución de detección rápida



El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y se está convirtiendo rápidamente en una de las principales causas de la carga mundial de morbilidad.

- Cada año, hasta 400 millones de personas se infectan con el dengue. Aproximadamente 100 millones de personas enferman a causa de la infección y 40.000 mueren a causa del dengue grave.

400 millón

Infectado
casos/año

100 millón

Enfermarse
de la infección

40.000

Vidas
pérdida/año

- El dengue es causado por uno de cualquiera de los cuatro virus relacionados: **Virus del dengue 1, 2, 3 y 4**. Por esta razón, una persona puede infectarse con el virus del dengue hasta cuatro veces a lo largo de su vida.



25 pruebas

Prueba rápida del dengue

Prueba rápida para la detección cualitativa del virus del Dengue en suero, plasma o sangre total.



Productos

Solución 1: Prueba del antígeno NS1 del dengue (GICA)

Solución 2: Prueba de anticuerpos IgG/IgM contra el dengue (GICA)

Solución 3: Prueba Dengue NS1/IgG/IgM (GICA)



Parámetros

Producto	Prueba de antígeno Ns1	Prueba de anticuerpos IgG/IgM	Prueba NS1/IgG/IgM
Tipo de ejemplo	Sangre entera/Plasma/Suero	Sangre entera/Plasma/Suero	Sangre entera/Plasma/Suero
Almacenamiento y duración	Cartucho de prueba: 4~30 °C 18 meses Diluyente de muestra: 4~30 °C 24 meses Vida abierta: 1h	Cartucho de prueba: 4~30 °C 18 meses Diluyente de muestra: 4~30 °C 24 meses Vida abierta: 1h	Cartucho de prueba: 4~30 °C 18 meses Diluyente de muestra: 4~30 °C 24 meses Vida abierta: 1h
Volumen de la muestra	Sangre total: 10 µL Plasma/Suero: 20 µL	Sangre total: 10 µL Plasma/Suero: 20 µL	Sangre total: 10 µL Plasma/Suero: 20 µL
Sensibilidad	97,0%	98,0%	NS1: 97,0% IgG e IgM: 98,0%
Especificidad	98,4%	98,0%	NS1: 98,4% IgG e IgM: 98,0%
tiempo para obtener el resultado	10~15 minutos	10~15 minutos	10~15 minutos

Nuestra visión

- Ser un proveedor de soluciones de atención médica admirado a nivel mundial a lo largo de toda la vida.

Nuestra misión

- Ofrecer mejores productos y servicios de valor excepcional para la vida humana.
- Crear valor para los empleados, los accionistas y la sociedad.

LifotronicTechnologyCo., Ltd.

Dirección: 4/F, 15th Bldg., 1008 Songbai Rd., Nanshan Dist., Shenzhen 518055, China.

Teléfono: +86-755-29016066 Fax: 86-755-29060036 Correo electrónico: inter@lifotronic.com

Web: es.lifotronic.com

